



L'inhalateur-nébuliseur portable pour les chevaux

Simple et intégré

Facile à installer et à faire fonctionner, sans fils, sans tuyaux ou valves compliquées

Rapide

10 ml de solution saline nébulisée en moins de 12 minutes en moyenne

Silencieux

Sans aucun bruit

Adaptable

Pour utilisation avec aérosols doseurs.



Rapide, portable,
Dispositif de
nébulisation
équin



Distribué en France par:
SEOA VETERINAIRE
15 Route Nationale 7
77780 BOURRON MARLOTTE
Tel: 0164285426 & 0607628505
contact@equidarmor-seoa.fr
www.equidarmor-seoa.frwww.nortev.com

Flexineb est une marquee de Nortev Ltd.



Follow us on Twitter: @Flexineb



Flexineb™ est un inhalateur-nébuliseur équin portable, très simple à utiliser et silencieux. Il fonctionne sans compresseur bruyant, ni fils ou tuyaux encombrants.

Flexineb™, qui utilise la technologie mise au point par Nortev, est portable et autonome, permettant plus de 3 heures de fonctionnement avant d'avoir à recharger la batterie au lithium.

Médications:

Le système **Flexineb™** de Nortev est conçu pour nébuliser un large éventail de produits et de médicaments, incluant notamment des corticostéroïdes, des bronchodilatateurs, des antibiotiques, des huiles essentielles et du sérum physiologique.

Les médicaments doivent être prescrits par un vétérinaire et l'utilisateur doit suivre en tout point les conseils et prescriptions de son vétérinaire.

Nettoyage et désinfection:

Nettoyage facile : laver simplement dans de l'eau chaude savonneuse. La désinfection est aussi très simple en utilisant des méthodes de stérilisation à froid.

Volume de médication:

Une coupelle standard de 10 ml est fournie. Une coupelle d'extension supplémentaire de 20 ml est fournie également, pour un volume total de 30 ml. La coupelle doit être vide de toute médication après chaque traitement.

Confort et tolérance:


Flexineb™ s'adapte confortablement sur le nez du cheval grâce à la flexibilité de son matériau. Le support de la valve de sortie, permet à l'utilisateur, en le tournant de contourner la valve pour une respiration plus facile du cheval ou pour faciliter une profonde inhalation dans les poumons.

Visibilité

La chambre transparente permet à l'utilisateur de voir la brume produite par la technologie **Flexineb™**, ainsi que la respiration du cheval vidant l'aérosol et recevant les fines particules brumisées.

Accessoires:

Les accessoires du système comprennent un bloc d'alimentation universel pour recharger la batterie interne, ainsi qu'un guide de l'utilisateur et un sac de rangement très pratique.



1

Masque portable, facile à mettre en place



2

Contrôleur fonctionnant sur batterie



3

Nébuliseur

